

BLOOD AND BODILY FLUID CLEAN-UP KIT
INSTRUCTION SHEET

- 1.- Open the Kit and put on the Following Personal Protection Equipment (PPE):
 - a.- Disposable exam gloves
 - b.- Disposable face mask
 - c.- Disposable Face Shield
 - d.- Disposable Apron
 - e.- Disposable shoe covers
- 2.- Open clean-up absorbent pack and sprinkle entire contents of absorbent material evenly over bodily fluid spill (will absorb 80-100 times its weight).
- 3.- After the spill gels (1-2 minutes) use scoop/scrapper to pick up material and put into Red Biohazard Bag and tie shut. Keep Personal Protection Equipment on.
- 4.- If included in Kit, hospital grade disinfectant (OSHA recommends a disinfectant registered to kill tuberculosis - e.g. a phenolic) over the spill area and thoroughly wipe down with disposable wiping cloth. Follow all the directions listed on the disinfectant you use. (Sanizide disinfectant included in Kit #7353. Not included in Kit #7354)
- 5.- Use disposable wiping cloth to wipe up all the disinfectant, then discard in second Red Biohazard Plastic Bag.
- 6.- Place all items including the disposable exam gloves, disposable face mask, disposable face shield, disposable apron, and disposable shoe covers, and the first Red Biohazard Plastic Bag into the second red Biohazard Plastic Bag.
- 7.- Use antiseptic towelettes to clean hands and discard into Red Biohazard Bag.
- 8.- Close the Red Biohazard Bag securely with twist tie to prevent leakage. Dispose in accordance with local regulations.

EQUIPO DE FLUIDOS DE SANGRE Y CUERPO
HOJAS DE INSTRUCCION

- 1.- Abra el paquete y ponga el siguiente Equipo de Protección Personal (P.P.E):
 - a.- Guantes de examinación desechables
 - b.- Mascara desechable
 - c.- Protector de cara desechable
 - d.- Delantal desechable
 - e.- Cubiertas de zapatos desechables
- 2.- Abrir el paquete absorbente de limpieza y regar el contenido del material absorbente sobre el fluido corporal (absorberá 80-100 veces su peso).
- 3.- Después del coloide gelatinoso del derramamiento (1-2 minutos) usa el cucharón para recoger material y ponerlo en la bolsa roja de plástico biológico y de riesgo amarre y cierre. Déjese puesto el Equipo de Protección Personal.
- 4.- Si esta incluido con el equipo, rocía un desinfectante de grado de hospital (OSHA recomienda un desinfectante registrado para matar tuberculosis -e.g. fenolico) sobre la área derramada y limpia bien con el paño disponible. Sigue todas las instrucciones indicadas en el desinfectante que usas (rocío el desinfectante incluido en el equipo #7353, no incluido en el equipo #7354).
- 5.- Usa el paño disponible para limpiar todo el desinfectante, y deséchalo en la En la segunda bolsa roja de plástico de riesgo biológico.
- 6.- Poner todos los artículos incluyendo los guantes desechables, la mascara, el protector de cara, el delantal desechable, las cubiertas de zapatos desechables y la primer bolsa roja dentro de la segunda Bolsa roja de platico de riesgo biológico
- 7.- Use toallitas antisépticas para limpiar las manos y deséchelas el la bolsa roja.
- 8.- Cierre la bolsa roja de riesgo biológicos con un cincho para prevenir filtración. disponer de acuerdo con los reglamentos locales.